



Inkl. Inko-
Bezug,
mit Reißver-
schluss



Unser Tipp, um jeden Rollstuhl perfekt auszustatten:

KUBIVENT Contura Kissen

Jetzt in neuen Größen erhältlich!

Die **KUBIVENT Contura**-Produktfamilie bietet Kissenlösungen, die mit hervorragender Druckentlastung und zuverlässiger Unterstützung für mehr Komfort sorgen.

Die Produktfamilie umfasst das **Contura** aus viscoelastischem Schaum, das **ConturaLight** aus Kaltschaum, das **ConturaGel** mit extra Gel-Einlage und das **ConturaGel Light** mit Gel-Pad.

Alle Modelle unterstützen die Therapie bis zum Dekubitus-Stadium III und passen sich perfekt an individuelle Bedürfnisse an.

Neu: Mit den zusätzlichen sieben neuen Größen bietet die Produktfamilie jetzt noch mehr Flexibilität für optimalen Komfort und Unterstützung in jeder Körperform.

Druckentlastende Qualität vom Anti-Dekubitus-Spezialisten.

Made
in
Germany



KUBIVENT®
sitzen • liegen • positionieren

KUBIVENT Contura Kissen

Das wichtigste auf einen Blick:

Contura



8 cm



Inko-Bezug,
schwarz

inkl. Inko-Bezug, geschlossen
mit Reißverschluss

Ersatz
Inko-Bezug

HMV-Nr.: 11.39.01.1042

Größe in cm (B x T x H)	Artikel-Nr.	VK netto €	Artikel-Nr.	VK netto €
38x40x8	CON38408-I	149,00	BCONI38408	45,51
40x42x8	CON40428-I	149,00	BCONI40428	45,51
42x42x8	CON42428-I	149,00	BCONI42428	45,51
42x45x8	CON42458-I	149,00	BCONI42458	45,51
42x48x8	CON42488-I	149,00	BCONI42488	45,51
42x50x8	CON42508-I	149,00	BCONI42508	45,51
45x42x8	CON45428-I	149,00	BCONI45428	45,51
45x45x8	CON45458-I	149,00	BCONI45458	45,51
46x48x8	CON46488-I	149,00	BCONI46488	45,51
46x51x8	CON46518-I	149,00	BCONI46518	45,51
48x42x8	CON48428-I	149,00	BCONI48428	45,51
48x45x8	CON48458-I	149,00	BCONI48458	45,51
50x45x8	CON50458-I	149,00	BCONI50458	45,51
50x50x8	CON50508-I	149,00	BCONI50508	45,51
51x43x8	CON51438-I	149,00	BCONI51438	45,51
56x46x8	CON56468-I	149,00	BCONI56468	45,51

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Kissen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse	Biokompatibilität
Höhe 8 cm	2 Schichten	0-120 kg	Empfohlen 0-100 kg	Inko-Bezug: Druckentlastung bei 80 kg = 24%	ISO 10993-1:2018

ConturaLight



8 cm



Inko-Bezug,
schwarz

inkl. Inko-Bezug, geschlossen
mit Reißverschluss

Ersatz
Inko-Bezug

HMV-Nr.: 11.39.01.2021

Größe in cm (B x T x H)	Artikel-Nr.	VK netto €	Artikel-Nr.	VK netto €
38x40x8	CONL38408-I	145,53	BCONI38408	45,51
40x42x8	CONL40428-I	145,53	BCONI40428	45,51
42x42x8	CONL42428-I	145,53	BCONI42428	45,51
42x45x8	CONL42458-I	145,53	BCONI42458	45,51
42x48x8	CONL42488-I	145,53	BCONI42488	45,51
42x50x8	CONL42508-I	145,53	BCONI42508	45,51
45x42x8	CONL45428-I	145,53	BCONI45428	45,51
45x45x8	CONL45458-I	145,53	BCONI45458	45,51
46x48x8	CONL46488-I	145,53	BCONI46488	45,51
46x51x8	CONL46518-I	145,53	BCONI46518	45,51
48x42x8	CONL48428-I	145,53	BCONI48428	45,51
48x45x8	CONL48458-I	145,53	BCONI48458	45,51
50x45x8	CONL50458-I	145,53	BCONI50458	45,51
50x50x8	CONL50508-I	145,53	BCONI50508	45,51
51x43x8	CONL51438-I	145,53	BCONI51438	45,51
56x46x8	CONL56468-I	145,53	BCONI56468	45,51

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Kissen-Aufbau		Einsatzbereich		Biokompatibilität
Höhe 8 cm	1 Schicht	0-120 kg	Empfohlen 0-90 kg	ISO 10993-1:2018

ConturaGel



8 cm



Inko-Bezug,
schwarz

inkl. Inko-Bezug, geschlossen
mit Reißverschluss

Ersatz
Inko-Bezug

HMV-Nr.:

11.39.02.3001

Größe in cm (B x T x H)	Artkel-Nr.	VK netto €	Artkel-Nr.	VK netto €
38x40x8	CONG38408-I	159,00	BCONI38408	45,51
40x42x8	CONG40428-I	159,00	BCONI40428	45,51
42x42x8	CONG42428-I	159,00	BCONI42428	45,51
42x45x8	CONG42458-I	159,00	BCONI42458	45,51
42x48x8	CONG42488-I	159,00	BCONI42488	45,51
42x50x8	CONG42508-I	159,00	BCONI42508	45,51
45x42x8	CONG45428-I	159,00	BCONI45428	45,51
45x45x8	CONG45458-I	159,00	BCONI45458	45,51
46x48x8	CONG46488-I	159,00	BCONI46488	45,51
46x51x8	CONG46518-I	159,00	BCONI46518	45,51
48x42x8	CONG48428-I	159,00	BCONI48428	45,51
48x45x8	CONG48458-I	159,00	BCONI48458	45,51
50x45x8	CONG50458-I	159,00	BCONI50458	45,51
50x50x8	CONG50508-I	159,00	BCONI50508	45,51
51x43x8	CONG51438-I	159,00	BCONI51438	45,51
56x46x8	CONG56468-I	159,00	BCONI56468	45,51

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Kissen-Aufbau

Einsatzbereich

Testergebnisse

Biokompatibilität

Höhe 8 cm	2 Schichten	0-120 kg	Empfohlen 0-100 kg	Inko-Bezug: Druckentlastung bei 80 kg = 26 %	ISO 10993-1:2018
--------------	----------------	----------	-----------------------	---	------------------

ConturaGel Light



8 cm



Inko-Bezug,
schwarz

inkl. Inko-Bezug, geschlossen
mit Reißverschluss

Ersatz
Inko-Bezug

HMV-Nr.:

11.39.02.1024

Größe in cm (B x T x H)	Artkel-Nr.	VK netto €	Artkel-Nr.	VK netto €
38x40x8	CONGL38408-I	154,00	BCONI38408	45,51
40x42x8	CONGL40428-I	154,00	BCONI40428	45,51
42x42x8	CONGL42428-I	154,00	BCONI42428	45,51
42x45x8	CONGL42458-I	154,00	BCONI42458	45,51
42x48x8	CONGL42488-I	154,00	BCONI42488	45,51
42x50x8	CONGL42508-I	154,00	BCONI42508	45,51
45x42x8	CONGL45428-I	154,00	BCONI45428	45,51
45x45x8	CONGL45458-I	154,00	BCONI45458	45,51
46x48x8	CONGL46488-I	154,00	BCONI46488	45,51
46x51x8	CONGL46518-I	154,00	BCONI46518	45,51
48x42x8	CONGL48428-I	154,00	BCONI48428	45,51
48x45x8	CONGL48458-I	154,00	BCONI48458	45,51
50x45x8	CONGL50458-I	154,00	BCONI50458	45,51
50x50x8	CONGL50508-I	154,00	BCONI50508	45,51
51x43x8	CONGL51438-I	154,00	BCONI51438	45,51
56x46x8	CONGL56468-I	154,00	BCONI56468	45,51

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Kissen-Aufbau

Einsatzbereich

Biokompatibilität

Höhe 8 cm	2 Schichten	0-120 kg	Empfohlen 0-90 kg	ISO 10993-1:2018
--------------	----------------	----------	----------------------	------------------



Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH
Robert-Bosch-Straße 8 • 73660 Urbach
Tel.: 071 81 / 47 50 6 - 0 • info@kubivent.com
www.kubivent.com

Klimaneutral
Druckprodukt

ClimatePartner.com/12518-1907-1001

