



KUBIVENT PurplePos

Für häusliche Pflege und Einrichtungen

Prophylaxe
+ Therapie

Braden
allgemein

Zwei
Systeme

Made
in
Germany

Einsatz

- Für alle üblichen Positionierungsarten im Pflegebereich einsetzbar
- 30°-Seitenpositionierung • Mikropositionierung • 135°-Seitenpositionierung
- Bobath-Positionierung • Positionierung von Kopf und Extremitäten • Langsitz
- Nestchen-Positionierung • Sonstige pflegerisch indizierte Positionierungsunterstützungen

Besonders geeignet für Patienten mit

- Lähmungen • Kontrakturen • Spastiken • Dekubiti
- Verschiedene Positionierungsarten (30°, 45°, 90°, 120°, 135°)
- Atemunterstützende Positionierungen • Mikropositionierung
- Unterstützung in sitzender Position

Komponenten

- Mikroperlen- und Sandwich-System
- Mikroperlen-System: Mit kleinsten EPS-Perlen gefüllte Kissen – individuell modulierbar, formstabil und trotzdem weich
- Sandwich-System: Als Sandwich aufgebaute Rollen, Keile und Kissen aus PU-Schaum-Kern und Kaltschaum-Ummantelung



PurplePos VariMed

- Lässt sich in individuelle Formen bringen
- Gewünschte Form durch Mikroperlen-System stabilisierbar



	mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.2006			
PZN	12548335			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
250 x 35	269,35	PKVM250 -	73,19	BPKVM250-BW
PZN	12548329			
220 x 35	232,74	PKVM220 -	73,19	BPKVM220-BW
PZN	12548312			
180 x 35	207,86	PKVM180 -	73,19	BPKVM180-BW

PurplePos PhysiForm

- Für die ganz persönliche und geräuscharme Positionierung des Patienten



	mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.0033			
PZN	12548298			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
70 x 50	115,64	PKPF70 -	36,60	BPKPF70-BW
PZN	12548447			
60 x 40	103,94	PKPF60 -	36,60	BPKPF60-BW
PZN	12548424			
40 x 40	90,75	PKPF40 -	36,60	BPKPF40-BW

PurplePos PhysiForm Kopfkissen

- Als Kopfkissen mit stärkerer Füllung für die Kopflagerung gegen Überdehnung des Nackens



	mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.0033			
PZN	12548306			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
70 x 50	115,64	PKPF70K -	36,60	BPKPF70-BW

PurplePos Handkissen

- Wohltuend, sanft und stabil kann das Handkissen vielfältig eingesetzt werden.
- Gegen Bakterien mit einem Silberfaden ausgestattet



	mit Inko- und Hygienebezug		Hygiene-Ersatzbezug	
PZN	12548358			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
14 x 11	35,13	PKHK	23,42	BPKHK

Mit Sandwich-System



PurplePos Keil



- Geeignet für Mikrolagerung und als Rutschbremse

	mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.1026			
PZN	12548418			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
25 x 20 x 10-1	79,05	PKKL -	36,60	BPKKL-BW

PurplePos Halbrolle



- Eine tausendfach bewährte Hilfe in vielfältigen Situationen

	mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.1024			
PZN	12548364			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
25 x 12 x 7,5	79,05	PKHR -	36,60	BPKHR-BW

PurplePos Keilkissen XS



- Zur zeitlich begrenzten Unterstützung von Bewegungsaktivitäten

	mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.1025			
PZN	12548341			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
50 x 11 x 6	79,05	PKXSK -	36,60	BPKXSK-BW

Für die gewünschte Farbe des Baumwollbezuges jeweils das entsprechende Kürzel an die Bestell-Nr. anfügen:

-GR (grün) -GE (gelb) -LI (lila) -WE (weiß) – siehe S.57

Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe www.kubivent.com – Änderungen vorbehalten 01/2023

PurplePos Baumwoll-Bezüge



- Alle Positionierungskissen sind mit einem geschlossenen, vollvernähten Inko-Bezug (lila), ohne Reißverschluss ausgestattet.
- Für jede Positionierungshilfe (außer Handkissen) gibt es einen zusätzlichen Baumwollbezug in unterschiedlichen Farben mit verdecktem Reißverschluss. Ein Bezug in Ihrer Wunschfarbe ist im Standardlieferumfang enthalten.

Für die gewünschte Farbe des Baumwollbezuges jeweils das entsprechende Kürzel an die Bestell-Nr. des jeweiligen Artikels anfügen.

-GR (grün) -GE (gelb) -LI (lila) -WE (weiß)

PurplePos Set I und II mit Tragetasche



- Set I und II in praktischer Tragetasche
- Ideal auch für den mobilen Einsatz

PurplePos Set I mit Tasche		PurplePos Set II mit Tasche		Tragetasche separat	
Inhalt: 1 VariMed 250 x 35, 4 Halbrollen, 2 Keile		Inhalt: 1 VariMed 220 x 35, 1 PhysiForm 40x40, 1 PhysiForm 60x40, 2 Keile		Größe: 100 x 65 cm	
€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
762,65	PKSET	603,09	PKSET2	73,19	XVPK-Tasche