



KUBIVENT ViscoComfort

Kaltschaum-Matratze mit
viscoelastischer Liegefläche

Prophylaxe +
Therapie

Braden
allgemein – hoch

Made
in
Germany

Wirkung

- Der viscoelastische Schaumstoff reagiert auf Körperwärme und -gewicht, passt sich jeder Körperform ideal an
- Hervorstehende Partien wie Schultern, Hüfte und Fersen können tiefer einsinken, dadurch ergibt sich eine gleichmäßige Druckverteilung
- Kaltschaum reagiert schnell und gibt dort nach, wo höheres Gewicht und höherer Druck einwirkt
- Das Zusammenspiel aus Visco- und Kaltschaum mit einer Matratzen-Gesamthöhe von 15 cm sorgt für das 'Mehr an Komfort'

Besonders geeignet für Patienten

- bei denen sich eine Dekubitus-Prophylaxe durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt
- die zusätzlich zur Weichlagerung in ihrer Liegeposition stabilisiert werden sollen
- die eine besonders weiche Auflagefläche benötigen (z.B. bei Osteoporose, Skoliose)
- bei denen ein bereits abgeheilter Dekubitus nachbehandelt werden soll
- die neben der medizinischen Wirkung auch das 'Plus an Komfort' schätzen

Komponenten

- 3 cm hohe Visco-Schicht als Liegefläche
- 12 cm hohe Kaltschaumschicht

ViscoComfort

Frottee-Bezug
mit 4-seitigem
ReißverschlussTrikotbezug
hellblauInko-Bezug
geschlossen,
purple

Größe in cm	€	mit Frottee-Bezug mit 4-seitigem Reißverschluss	mit Inko- Bezug	mit Trikotbezug hellblau	
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
190 x 90 x 15	518,19	VKM152-FR	VKM152-I	458,17	VKM152-BW
200 x 90 x 15	554,78	VKM153-FR	VKM153-I	494,78	VKM153-BW
200 x 100 x 15	635,30	VKM154-FR	VKM154-I	575,28	VKM154-BW
200 x 120 x 15	797,79	VKM155-FR	VKM155-I	737,77	VKM155-BW
200 x 140 x 15	958,81	VKM156-FR	VKM156-I	884,15	VKM156-BW

Matratzen-Aufbau

Einsatzbereich

Höhe 15 cm	2 Schichten	0 – 160 kg
---------------	----------------	------------