

STANDARD-PRODUKTE



KUBIVENT bietet auch ein Programm an Standard-Matratzen und Rollstuhlkissen sowie Hilfsmittel für Lagerung und Pflege. Für den Einsatz in Kliniken, Heimen sowie für die Rehabilitation im häuslichen Umfeld.

SONDERWÜNSCHE?

Kein Problem. Sonderanfertigungen werden in Ergänzung zum bestehenden Programm auf Nachfrage entsprechend der Wunschvorgaben bzgl. Größe und Ausführung gefertigt.



PARTNER FÜR OBJEKTAUSSTATTER



Die Programmbreite, eine über 50-jährige Erfahrung, die Produktion im eigenen Haus und die damit verbundene Aufgeschlossenheit für Sonderwünsche machen KUBIVENT zum idealen Partner. Egal ob es um Ausstattungen von Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Wohnheimen oder sonstigen Objekten geht.


MATRATZEN UND KISSEN




Ein breites Programm in unterschiedlichsten Ausführungen. Von der 'normalen' Standardpflege-Matratze bis zum Arthrodesen-Kissen.

BEZÜGE

Sowohl für Matratzen, als auch für Kissen steht eine Vielzahl an Ausstattungen zur Verfügung als Rundum- oder Spannbezüge. Aus Baumwollgewebe, Inkostoff, Frottee oder Trevira. Mit oder ohne 'schwer entzündbarer' Ausführung.



Pflegematratzen



- In zwei unterschiedlichen Raumgewichten (35 und 40 kg/m³) und Höhen (10 und 12 cm)
- Material: PU-Schaumstoff

	inkl. Trikotbezug hellblau	als schwer entzündbare Ausführung	inkl. Polyesterbezug weiß	als schwer entzündbare Ausführung
--	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	-----------------------------------



Ausführung

RG 35 kg/m³

auch mit schwer entzündbaren Bezügen und schwer entzündbarem Schaumstoff

Trikotbezug hellblau



Polyesterbezug weiß

Größe in cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
190 x 90 x 12	SM102-35	SM102-35SW	SM102-35SC	SM102-35SWSC
200 x 90 x 12	SM103-35	SM103-35SW	SM103-35SC	SM103-35SWSC
200 x 100 x 12	SM104-35	SM104-35SW	SM104-35SC	SM104-35SWSC

Größe in cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
190 x 90 x 10	SM102-35Z	SM102-35ZSW	SM102-35ZSC	SM102-35ZSWSC
200 x 90 x 10	SM103-35Z	SM103-35ZSW	SM103-35ZSC	SM103-35ZSWSC
200 x 100 x 10	SM104-35Z	SM104-35ZSW	SM104-35ZSC	SM104-35ZSWSC

Ausführung

RG 40 kg/m³

Größe in cm	Bestell-Nr.
190 x 90 x 12	SM102-40
200 x 90 x 12	SM103-40
200 x 100 x 12	SM104-40

Größe in cm	Bestell-Nr.
190 x 90 x 10	SM102-40Z
200 x 90 x 10	SM103-40Z
200 x 100 x 10	SM104-40Z



Matratzen in XXL-Ausführung für Patienten mit einem Gewicht von bis zu 250 kg siehe Seite 53.

Pflegematratzenauflage



- Diese Auflage hat eine Höhe von 4 cm bei einem Raumgewicht von 35 kg/m³
- Kann auf jede bestehende Matratze aufgelegt werden oder beim Einsatz von Wechseldruckmatratzen als Unterlage dienen
- Material: PU-Schaumstoff

	inkl. Trikotbezug hellblau	als schwer entzündbare Ausführung	ohne Bezug
--	----------------------------	-----------------------------------	------------



Ausführung

RG 35 kg/m³

auch mit schwer entzündbaren Bezügen und schwer entzündbarem Schaumstoff

Trikotbezug hellblau

Größe in cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
190 x 90 x 4	SMA42	SMA42-SW	SMA42-OB
200 x 90 x 4	SMA43	SMA43-SW	SMA43-OB
200 x 100 x 4	SMA44	SMA44-SW	SMA44-OB