



KUBIVENT Compact DuoCare

Matratze aus PU- und Kaltschaum

Prophylaxe

Mit Längseinschnitten



Wirkung

- Kaltschaum mit Längseinschnitten als Liegefläche erfüllt zwei wichtige Anforderungen an diese Prophylaxe-Matratze: Druckverteilung und gesundheitsförderndes Mikroklima
- Kaltschaum reagiert schnell, passt sich beim Wechsel der Liegeposition optimal an. Er gibt dort nach, wo höheres Gewicht und höherer Druck einwirkt

Besonders geeignet für adipöse Patienten

- mit einem Körpergewicht von bis zu 250 kg
- mit niedrigem bis mittlerem Dekubitus-Risiko
- bei denen die Pflege durch eine Prophylaxe-Matratze unterstützt werden soll

Komponenten

- 4 cm hohe Kaltschaumschicht (*Raumgewicht 40 kg/m³ Stauchhärte 3,0 kPa*) mit Längseinschnitten als Liegefläche
- 11, 14 bzw. 17 cm hohe Trägerschicht aus PU-Schaumstoff (*Raumgewicht 50 kg/m³ Stauchhärte 6,0 kPa*)



Ausführung

Schwer entzündbar nach DIN EN 597-1/2

Trikotbezug, hellblau

mit Trikotbezug mit Reißverschluss, hellblau			
Höhe	21 cm	18 cm	15 cm
Größe in cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
200 x 90	WM213-BWSW2	WM183-BWSW2	WM153-BWSW2
200 x 100	WM214-BWSW2	WM184-BWSW2	WM154-BWSW2
200 x 120	WM215-BWSW2	WM185-BWSW2	WM155-BWSW2

Matratzen-Aufbau

Höhen	Biokompatibilität	
21 18 15 cm	2 Schichten	Mit 8 Längsschnitten
	ISO 10993-1:2018	

Einsatzbereich

Höhe	Einsatzbereich
21 cm	0-250 kg
18 cm	0-200 kg
15 cm	0-150 kg