



KUBIVENT Decu-P

Soft-/Visco-/Kaltschaum-Matratze

Prophylaxe +
Therapie

Braden
allgemein – hoch

Mit viscoelastischer
Mittelschicht

Made
in
Germany

Wirkung

- Die besondere Anpassungsfähigkeit der viscoelastischen Mittelschicht wirkt in Kombination mit den besonderen Eigenschaften der speziellen Soft-Schaumstoff-Auflage
- Dadurch besonders geeignet zur Schmerzprophylaxe in Kombination mit Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie
- Linderung von etwaigen Schmerzspitzen
- Reduzierung des Auflagedrucks
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die Matratze die Therapie bis zum Dekubitus-Stadium III


Besonders geeignet für Patienten

- mit hohem Körpergewicht (*Decu-P15*) bis 200 kg
- bei denen sich aufgrund der Vorerkrankungen eine Dekubitus-Prophylaxe bzw. -Therapie durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt
- als Nachbehandlung zu einem bereits abgeheilten Dekubitus
- bei denen eine besonders gute Anpassung an die Körperform und gute Druckverteilung erforderlich ist

Komponenten

- 3 cm hohe HR-Spezialweichschaumauflage als Liegefläche
- 4 bzw. 3 cm hohe Mittelschicht aus Viscoschaum
- 8 bzw. 6 cm hohe Trägerschicht aus Kaltschaum
- Option: Ausführung mit verstärkter Randzone

Decu-P15



	mit Trikotbezug geschlossen schwer entzündbar		mit zusätzl. Inko-Bezug purple geschlossen	
Hilfsmittel-Nr.	11.29.05.0035		11.29.05.0034	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
190 x 90 x 15	585,52	DPM152	635,96	DPM152-I
190 x 100 x 15	649,50	DPM1517	699,92	DPM1517-I
200 x 90 x 15	616,28	DPM153	666,71	DPM153-I
200 x 100 x 15	683,93	DPM154	734,37	DPM154-I
200 x 120 x 15	820,48	DPM155	870,92	DPM155-I
200 x 140 x 15	955,79	DPM156	1.006,23	DPM156-I

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse				Biokompatibilität
Höhe 15 cm	3 Schichten	0-200 kg	Empfohlen 0-160 kg	Bei 80 kg =35%	Bei 160 kg =21%	Bei 200 kg =17%	rF =47%	ISO 10993-1:2018
XXL								

Decu-P12



	mit Trikotbezug geschlossen schwer entzündbar		mit zusätzl. Inko-Bezug purple geschlossen	
Hilfsmittel-Nr.	11.29.05.0032		11.29.05.0033	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
190 x 90 x 12	453,90	DPM122	504,34	DPM122-I
190 x 100 x 12	504,34	DPM1217	554,78	DPM1217-I
200 x 90 x 12	477,28	DPM123	527,71	DPM123-I
200 x 100 x 12	530,18	DPM124	580,60	DPM124-I
200 x 120 x 12	635,96	DPM125	686,40	DPM125-I
200 x 140 x 12	741,75	DPM126	792,19	DPM126-I

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse				Biokompatibilität
Höhe 12 cm	3 Schichten	0-160 kg	Empfohlen 0-120 kg	Bei 80 kg =34%	Bei 120 kg =21%	Bei 160 kg =18%	rF =51%	ISO 10993-1:2018

Alle Matratzen auch in Sondergrößen und Sonderausführungen lieferbar.

Weitere Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe www.kubivent.com – Änderungen vorbehalten 02/2024