



## KUBIVENT KiddyTouch

## Würfel-Matratze mit Softschaum-Auflage

Therapie +  
Prophylaxe

Braden  
allgemein – hoch

Dual-  
System

Modul-  
aufbau

Made  
in  
Handarbeit  
Germany

### Wirkung

- Gegen das Schmerzempfinden durch den sich dem Körper anpassenden Spezial-Softschaum
- Entlastend – auch auf spezielle Körperbereiche durch zusätzliche gezielte Würfelenahme
- Schlaffördernd bei Schlafstörungen und Schmerzsituationen
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die Matratze die Therapie bis zum Dekubitus-Stadium III

### Besonders geeignet für Kinder und Jugendliche

- mit Schmerzproblematik
- die mehrfach gehandicapt sind durch motorische und kognitive Einschränkungen
- bei denen eine maximale Druckentlastung im Vordergrund steht
- mit progressivem Krankheitsverlauf

### Komponenten

- 6 cm hohe Spezial-Weichschaumschicht als Liegefläche
- 6 cm hohe Würfelschicht

Alle Matratzen auch in Sondergrößen und Sonderausführungen lieferbar.

Weitere Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe [www.kubivent.com](http://www.kubivent.com) – Änderungen vorbehalten 02/2024

## KiddyTouch



Bezug Balance

mit Anti-Allergie-Bezug 'Balance'

Größe in cm	€	Bestell-Nr.
120 x 60 x 12	351,81	KM1206012
140 x 70 x 12	476,05	KM1407012
160 x 70 x 12	548,62	KM1607012
170 x 90 x 12	819,24	KM1709012
190 x 90 x 12	832,78	KM1909012
200 x 90 x 12	877,06	KM2009012
200 x 100 x 12	974,23	KM20010012

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Biokompatibilität
Höhe 12 cm	2 Schichten	0 - 50 kg	Empfohlen 0 - 50 kg	ISO 10993-1:2018

## Berührung ist der Schlüssel für besseren Schlaf

### Die Liegewohl-Matratze

Kinder mit eingeschränkter Mobilität brauchen fürs Liegen eine Matratze, die gegen Schmerzen wirkt, einem Dekubitus wirksam vorbeugt, sie dabei aber auch in ihrer Mobilität unterstützt.

Das einmalige Touch-Konzept erfüllt all diese Anforderungen.

### Die Gute-Nacht-Matratze

Kinder mit einer Mobilitätseinschränkung haben es schwerer, in den Schlaf zu finden und durchzuschlafen. Sie brauchen eine Matratze, die ihrer besonderen Sensibilität entspricht:

**KUBIVENT KiddyTouch!**

### Das Geheimnis des Touch-Konzepts

Studien haben gezeigt, dass sanfte Berührungen und Stimulation der Haut zur besseren Orientierung im eigenen Körper führen. Diese Körperwahrnehmung verbessert das Ein- und Durchschlafen.

Berührung ist also der Schlüssel zu besserem Schlaf.

### Impulse für ein besseres Körpergefühl

Wann immer das Kind sich bewegt, 'kontern' bis zu 1.600 kleine Würfel die Bewegung mit einem leicht spürbaren Stupser.

Beim Einschlafen und während des Schlafs finden also ständig Berührungen statt, die das Körpergefühl stärken.

### KUBIVENT KiddyTouch

- *Besser Schlafen*
- *Weniger Umlagerungen*
- *Erleichterung in der Pflege*

