

KUBIVENT
TOUCH-Konzept

KUBIVENT Soft

Würfel-Matratze mit Softschaum-Auflage

Therapie +
Prophylaxe

Schmerz-
therapie

Braden
allgemein – sehr hoch

Dual-
System

Modul-
aufbau

Made
in
Handarbeit
Germany

Wirkung

- Schmerz- und druckentlastend
- Wirkt gegen das Schmerzempfinden durch die Spezial-Softschaum-Liegefläche
- Wirkt entlastend – auch auf spezielle Körperbereiche z.B. bei kachektischen Patienten – durch zusätzliche gezielte Würfelenahme
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die Matratze die Therapie bis zum Dekubitus-Stadium IV

Besonders geeignet für Patienten

- bei denen eine maximale Druckentlastung im Vordergrund steht
- mit besonderer Schmerzproblematik (z.B. Karzinompatienten)
- mit einem BMI <19 (kachektisch)
- mit progressivem Krankheitsverlauf
- die speziell gelagert werden müssen (Kopfhoch-/Fußtiefelagerung)
(Aufgrund ihres Aufbaus ist die Matratze hochflexibel und kann sich jeder Lagerungsposition anpassen)

Bitte beachten: Bei Patienten mit noch eingeschränkt vorhandener Eigenmobilität und bei Patienten, die mobilisiert werden können, ist der Einsatz von **SoftPlus-** und **TheraCubus-**Matratzen vorzuziehen (siehe S. 6 und 10)

Komponenten


- 6 cm hohe Spezial-Kaltschaumschicht als Liegefläche
- Darunter ein- bzw. zweilagige Würfelschicht (10 bzw. 6 cm) unterschiedliche Härtegrade aus bis zu 800 bzw. 1.000 einzelnen Schaumstoffwürfeln

Alle Matratzen auch in Sondergrößen und Sonderausführungen lieferbar.

Weitere Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe www.kubivent.com – Änderungen vorbehalten 02/2024

Soft 16/fest



TreviraCS-Spannbezug
Inko-Spannbezug, weiß

		mit TreviraCS-Spannbezug		zusätzl. Inko-Spannbezug weiß	
Hilfsmittel-Nr.	11.29.05.2004				
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
190 x 90 x 16	1.172,28	M162-09Soft	118,09	IBMS162-W	
190 x 100 x 16	1.302,67	M1617-09Soft	119,32	IBMS1617-W	
200 x 90 x 16	1.232,55	M163-09Soft	120,55	IBMS163-W	
200 x 100 x 16	1.370,33	M164-09Soft	123,01	IBMS164-W	
200 x 120 x 16	1.712,29	M165-09Soft	127,93	IBMS165-W	
200 x 140 x 16	1.996,45	M166-09Soft	134,08	IBMS166-W	

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse			Biokompatibilität
Höhe 16 cm	3 Schichten	0-200 kg	Empfohlen 90-160 kg	Bei 80 kg =46%	Bei 200 kg =31%	rF =58%	ISO 10993-1:2018

Soft 16



TreviraCS-Spannbezug
Inko-Spannbezug, weiß

		mit TreviraCS-Spannbezug		zusätzl. Inko-Spannbezug weiß	
Hilfsmittel-Nr.	11.29.05.2002				
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
190 x 90 x 16	1.172,28	M162-Soft	118,09	IBMS162-W	
190 x 100 x 16	1.302,67	M1617-Soft	119,32	IBMS1617-W	
200 x 90 x 16	1.232,55	M163-Soft	120,55	IBMS163-W	
200 x 100 x 16	1.370,33	M164-Soft	123,01	IBMS164-W	
200 x 120 x 16	1.712,29	M165-Soft	127,93	IBMS165-W	
200 x 140 x 16	1.996,45	M166-Soft	134,08	IBMS166-W	

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse			Biokompatibilität
Höhe 16 cm	3 Schichten	0-140 kg	Empfohlen 0-100 kg	Bei 80 kg =51%	Bei 140 kg =36%	rF =52%	ISO 10993-1:2018

Soft 12/fest



TreviraCS-Spannbezug
Inko-Spannbezug, weiß

		mit TreviraCS-Spannbezug		zusätzl. Inko-Spannbezug weiß	
Hilfsmittel-Nr.	11.29.05.2006				
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
190 x 90 x 12	832,78	M122-09Soft	113,16	IBMS122-W	
190 x 100 x 12	926,26	M1217-09Soft	114,40	IBMS1217-W	
200 x 90 x 12	877,06	M123-09Soft	115,63	IBMS123-W	
200 x 100 x 12	974,23	M124-09Soft	118,09	IBMS124-W	
200 x 120 x 12	1.168,59	M125-09Soft	123,01	IBMS125-W	
200 x 140 x 12	1.364,18	M126-09Soft	127,93	IBMS126-W	

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse			Biokompatibilität
Höhe 12 cm	2 Schichten	0-120 kg	Empfohlen 0-70 kg	Bei 80 kg =49%	Bei 120 kg =36%	rF =58%	ISO 10993-1:2018

Soft 12



TreviraCS-Spannbezug
Inko-Spannbezug, weiß

		mit TreviraCS-Spannbezug		zusätzl. Inko-Spannbezug weiß	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.03.4006 mit Zubehör				
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
190 x 90 x 12	832,78	M122-Soft	113,16	IBMS122-W	
190 x 100 x 12	926,26	M1217-Soft	114,40	IBMS1217-W	
200 x 90 x 12	877,06	M123-Soft	115,63	IBMS123-W	
200 x 100 x 12	974,23	M124-Soft	118,09	IBMS124-W	
200 x 120 x 12	1.168,59	M125-Soft	123,01	IBMS125-W	
200 x 140 x 12	1.364,18	M126-Soft	127,93	IBMS126-W	

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Biokompatibilität	
Höhe 12 cm	2 Schichten	0-50 kg	Empfohlen 0-50 kg	ISO 10993-1:2018	