



KUBIVENT
TOUCH-Konzept

KUBIVENT TheraCubus

Würfel-Matratze aus PU-Schaumstoff

Therapie +
Prophylaxe

Braden
allgemein - hoch

Dual-
System

Modul-
aufbau

Made
in
Germany
Handarbeit

Wirkung

- Bestmögliche Druckentlastung auch ohne Weichlagerung
- Förderung der Eigenmobilität
- Unterstützt den Heilungsprozess bei Patienten die stark schwitzen oder den Befund 'Oft feuchte Haut/ständig feuchte Haut' haben durch das **KUBIVENT TOUCH**[®]-Konzept, das die aktive Belüftung der Matratze bewirkt
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die Matratze die Therapie bis zum Dekubitus-Stadium III


Besonders geeignet für Patienten

- die mobilisiert werden sollen
- die selbstständig Positionswechsel durchführen können
- die stark schwitzen
- bei denen spezielle Körperbereiche gezielt entlastet werden müssen
- die speziell gelagert werden müssen (*Kopfhoch-/Fußtieflagerung*)
- bei denen eine Scherkraftminimierung erforderlich ist

Komponenten

- 10 cm hohe zweilagige Würfel-Matratze, bestehend aus bis zu 1.600 kleinen einzelnen Schaumstoff-Würfeln in den beiden unterschiedlichen Härtegraden 'FEST' und 'NORMAL'
- 2 cm hohe Matratzen-Unterlage aus PU-Schaumstoff

TheraCubus/fest



		mit TreviraCS -Spannbezug		zusätzl. Inko -Spannbezug weiß	
Hilfsmittel-Nr.	11.29.05.2005				
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
190 x 90 x 12	1.097,24	M102-09	110,71	IBMS102-W	
190 x 100 x 12	1.219,03	M1017-09	113,16	IBMS1017-W	
200 x 90 x 12	1.136,61	M103-09	114,40	IBMS103-W	
200 x 100 x 12	1.248,56	M104-09	116,87	IBMS104-W	
200 x 120 x 12	1.666,79	M105-09	121,78	IBMS105-W	
200 x 140 x 12	1.943,56	M106-09	126,70	IBMS106-W	

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse			Biokompatibilität
Höhe 12 cm	3 Schichten	0-160 kg	Empfohlen 90-140 kg	Bei 80 kg =30%	Bei 160 kg =30%	rF =51%	ISO 10993-1:2018

TheraCubus



		mit TreviraCS -Spannbezug		zusätzl. Inko -Spannbezug weiß	
Hilfsmittel-Nr.	11.29.05.2003				
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
190 x 90 x 12	1.097,24	M102	110,71	IBMS102-W	
190 x 100 x 12	1.219,03	M1017	113,16	IBMS1017-W	
200 x 90 x 12	1.136,61	M103	114,40	IBMS103-W	
200 x 100 x 12	1.248,56	M104	116,87	IBMS104-W	
200 x 120 x 12	1.666,79	M105	121,78	IBMS105-W	
200 x 140 x 12	1.943,56	M106	126,70	IBMS106-W	

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse			Biokompatibilität
Höhe 12 cm	3 Schichten	0-140 kg	Empfohlen 0-100 kg	Bei 80 kg =33%	Bei 140 kg =26%	rF =50%	ISO 10993-1:2018

Alle Matratzen auch in Sondergrößen und Sonderausführungen lieferbar.

Weitere Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe www.kubivent.com – Änderungen vorbehalten 02/2024