



## KUBIVENT TheraCubus

## Würfel-Kissen aus PU-Schaumstoff

Therapie +  
Prophylaxe

Braden  
allgemein – hoch

Dual-  
System

Modul-  
aufbau

Made  
in  
Handarbeit  
Germany

### Wirkung

- Individuell flexible Einstellung auf gefährdete Körperpartien durch gezielte Würfelentnahme auf der Unterseite des Kissens
- Optimale Sitzposition
- Hervorragendes Mikroklima
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt das Kissen die Therapie bis zum Dekubitus-Stadium der Stufe III

### Besonders geeignet für Patienten

- bei denen spezielle Körperbereiche gezielt entlastet werden müssen
- bei denen ein Hüftschiefstand vorliegt, der durch gezielte Würfelentnahme ausgeglichen werden kann
- bei denen ein progressiver Krankheitsverlauf (z.B. MS, Amyotrophe Lateralsklerose) vorliegt
- bei denen eine Scherkraftminimierung erforderlich ist
- die stark schwitzen

### Komponenten


- 10 bzw. 8 cm hohe zweilagige Würfelschicht aus bis zu 200 PU-Schaumstoffwürfeln in unterschiedlichen Härtegraden

Alle Kissen auch in Sondergrößen und Sonderausführungen lieferbar.

Weitere Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe [www.kubivent.com](http://www.kubivent.com) – Änderungen vorbehalten 02/2024

### TheraCubus 10/fest



TreviraCS-  
Bezug  
mit AntiSlip

Inko-  
Spannbezug,  
schwarz

		mit TreviraCS-Bezug		zusätzl. Inko-Bezug		Ersatz-Bezug	
Hilfsmittel-Nr.		11.39.01.3002					
Größe in cm (B x T x H)		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
35 x 35 x 10		212,81	R101-09	45,51	IBKS101-S	45,51	B401-02
40 x 35 x 10		244,79	R102-09	46,75	IBKS102-S	45,51	B402-02
45 x 35 x 10		260,78	R1011-09	47,97	IBKS1011-S	45,51	B4011-02
40 x 40 x 10		269,39	R103-09	47,97	IBKS103-S	45,51	B403-02
45 x 40 x 10		286,61	R104-09	49,20	IBKS104-S	45,51	B404-02
45 x 45 x 10		313,68	R105-09	51,66	IBKS105-S	45,51	B405-02
50 x 45 x 10		337,05	R106-09	52,89	IBKS106-S	45,51	B406-02
50 x 50 x 10		369,03	R107-09	54,13	IBKS107-S	45,51	B407-02

Kissen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse			Biokompatibilität
Höhe 10 cm	2 Schichten	50-140 kg	Empfohlen 80-120 kg	Bei 80 kg =24%	Nach Dauerbelastung bei 80 kg =43%	rF =59%	ISO 10993-1:2018

### TheraCubus 10



TreviraCS-  
Bezug  
mit AntiSlip

Inko-  
Spannbezug,  
schwarz

		mit TreviraCS-Bezug		zusätzl. Inko-Bezug		Ersatz-Bezug	
Hilfsmittel-Nr.		11.39.01.3003					
Größe in cm (B x T x H)		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
35 x 35 x 10		212,81	R101	45,51	IBKS101-S	45,51	B401-02
40 x 35 x 10		244,79	R102	46,75	IBKS102-S	45,51	B402-02
45 x 35 x 10		260,78	R1011	47,97	IBKS1011-S	45,51	B4011-02
40 x 40 x 10		269,39	R103	47,97	IBKS103-S	45,51	B403-02
45 x 40 x 10		286,61	R104	49,20	IBKS104-S	45,51	B404-02
45 x 45 x 10		313,68	R105	51,66	IBKS105-S	45,51	B405-02
50 x 45 x 10		337,05	R106	52,89	IBKS106-S	45,51	B406-02
50 x 50 x 10		369,03	R107	54,13	IBKS107-S	45,51	B407-02

Höhe 10 cm	2 Schichten	50-90 kg	Empfohlen 60-80 kg	Bei 80 kg =34%	Nach Dauerbelastung bei 80 kg =37%	rF =57%	ISO 10993-1:2018
---------------	----------------	----------	-----------------------	-------------------	---------------------------------------	------------	------------------

### TheraCubus 8/fest




TreviraCS-  
Bezug  
mit AntiSlip

Inko-  
Spannbezug,  
schwarz

		mit TreviraCS-Bezug		zusätzl. Inko-Bezug		Ersatz-Bezug	
Hilfsmittel-Nr.		11.39.01.3010					
Größe in cm (B x T x H)		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
35 x 35 x 8		189,44	RZ81-09	45,51	IBKS81-S	45,51	B301-02
40 x 35 x 8		210,35	RZ82-09	46,75	IBKS82-S	45,51	B302-02
45 x 35 x 8		228,80	RZ810-09	47,97	IBKS810-S	45,51	B3010-02
40 x 40 x 8		231,26	RZ83-09	47,97	IBKS83-S	45,51	B303-02
45 x 40 x 8		243,56	RZ84-09	49,20	IBKS84-S	45,51	B304-02
45 x 45 x 8		266,93	RZ85-09	51,66	IBKS85-S	45,51	B305-02
50 x 45 x 8		285,38	RZ86-09	52,89	IBKS86-S	45,51	B306-02
50 x 50 x 8		309,98	RZ87-09	54,13	IBKS87-S	45,51	B307-02

Höhe 8 cm	2 Schichten	50-120 kg	Empfohlen 70-100 kg	Bei 80 kg =27%	Nach Dauerbelastung bei 80 kg =25%	rF =51%	ISO 10993-1:2018
--------------	----------------	-----------	------------------------	-------------------	---------------------------------------	------------	------------------

### TheraCubus 8



TreviraCS-  
Bezug  
mit Anti-Slip

Inko-  
Spannbezug,  
schwarz

		mit TreviraCS-Bezug		zusätzl. Inko-Bezug		Ersatz-Bezug	
Hilfsmittel-Nr.		11.39.01.3009					
Größe in cm (B x T x H)		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
35 x 35 x 8		189,44	RZ81	45,51	IBKS81-S	45,51	B301-02
40 x 35 x 8		210,35	RZ82	46,75	IBKS82-S	45,51	B302-02
45 x 35 x 8		228,80	RZ810	47,97	IBKS810-S	45,51	B3010-02
40 x 40 x 8		231,26	RZ83	47,97	IBKS83-S	45,51	B303-02
45 x 40 x 8		243,56	RZ84	49,20	IBKS84-S	45,51	B304-02
45 x 45 x 8		266,93	RZ85	51,66	IBKS85-S	45,51	B305-02
50 x 45 x 8		285,38	RZ86	52,89	IBKS86-S	45,51	B306-02
50 x 50 x 8		309,98	RZ87	54,13	IBKS87-S	45,51	B307-02

Höhe 8 cm	2 Schichten	50-90 kg	Empfohlen 50-70 kg	Bei 80 kg =26%	Nach Dauerbelastung bei 80 kg =27%	rF =55%	ISO 10993-1:2018
--------------	----------------	----------	-----------------------	-------------------	---------------------------------------	------------	------------------