



Compact BasicCare



- Gemäß der Spezifikation der AOK Nordost, Nordwest, Rheinland / Hamburg sowie der VDeK Ersatzkassen (*außer Barmer*)
- **Material:** hochwertiger Kaltschaum mit hoher Elastizität.
- **Höhe:** 12 cm
- **Raumgewicht:** 40 kg/m³



Trikotbezug
hellblau



Polyesterbezug
weiß

Ausführung

Schwer
entzündbar
nach DIN
EN 597-1/2

Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Größe in cm	inkl. schwer entzündbarem Polyesterbezug weiß	inkl. schwer entzündbarem Trikotbezug hellblau
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
190 x 90 x 12	WM102-BC	WM102-BCSW
200 x 90 x 12	WM103-BC	WM103-BCSW
200 x 100 x 12	WM104-BC	WM104-BCSW