


Compact Care



- Gemäß der Spezifikation der AOK Baden-Württemberg
- Mit Würfelstruktur
- **Material:** PU-Schaumstoff
- **Höhe:** 12 cm
- **Raumgewicht:** 35 kg/m³



Trikotbezug
hellblau



Polyesterbezug
weiß

Ausführung

Schwer
entzündbar
nach DIN
EN 597-1/2

Größe in cm	inkl. schwer entzündbarem Trikotbezug hellblau	inkl. schwer entzündbarem Polyesterbezug weiß
	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
190 x 90 x 12	WM102-BWSW	WM102-BWSWSC
200 x 90 x 12	WM103-BWSW	WM103-BWSWSC
200 x 100 x 12	WM104-BWSW	WM104-BWSWSC

Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018