





Compact DuoCare



- AOK Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland Pfalz / Saarland, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Nordost, Nordwest, Rheinland / Hamburg, AOK Plus Sachsen / Thüringen sowie der VDeK Ersatzkassen
- **Dualer Aufbau:** Trägerschicht aus PU-Weichschaum (8 cm). Oberschicht aus Kaltschaum (4 cm), mit schrägen Längseinschnitten
Raumgewicht der Trägerschicht 35 kg/m³, Oberschicht 40 kg/m³



Trikotbezug
hellblau



Polyesterbezug
weiß

Ausführung

Schwer
entzündbar
nach DIN
EN 597-1/2

	inkl. schwer entzündbarem Trikotbezug hellblau	inkl. schwer entzündbarem Polyesterbezug weiß
Größe in cm	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
190 x 90 x 12	WM102-BWSW2	WM102-BWSW2SC
200 x 90 x 12	WM103-BWSW2	WM103-BWSW2SC
200 x 100 x 12	WM104-BWSW2	WM104-BWSW2SC

Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Matratzen in XXL-Ausführung für Patienten mit einem Gewicht von bis zu 250 kg siehe Seite 53.