



## KUBIVENT PurplePos

Für häusliche Pflege und Einrichtungen

Prophylaxe  
+ Therapie

Braden  
allgemein

Zwei  
Systeme

Made  
in  
Germany

### Einsatz

- Für alle üblichen Positionierungsarten im Pflegebereich einsetzbar
- 30°-Seitenpositionierung • Mikropositionierung • 135°-Seitenpositionierung
- Bobath-Positionierung • Positionierung von Kopf und Extremitäten • Langsitz
- Nestchen-Positionierung • Sonstige pflegerisch indizierte Positionierungsunterstützungen

### Besonders geeignet für Patienten mit

- Lähmungen • Kontrakturen • Spastiken • Dekubiti
- Verschiedene Positionierungsarten (30°, 45°, 90°, 120°, 135°)
- Atemunterstützende Positionierungen • Mikropositionierung
- Unterstützung in sitzender Position

### Komponenten

- Mikroperlen- und Sandwich-System
- Mikroperlen-System: Mit kleinsten EPS-Perlen gefüllte Kissen – individuell modulierbar, formstabil und trotzdem weich
- Sandwich-System: Als Sandwich aufgebaute Rollen, Keile und Kissen aus PU-Schaum-Kern und Kaltschaum-Ummantelung



Weitere Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe [www.kubivent.com](http://www.kubivent.com) – Änderungen vorbehalten 02/2024



## VariMed



- Lässt sich in individuelle Formen bringen
- Gewünschte Form durch Mikroperlen-System stabilisierbar

**Biokompatibilität**  
ISO 10993-1:2018

		mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.2006				
PZN	12548335				
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
250 x 35	226,34	PKVM250 -	61,50	BPKVM250-BW	
PZN	12548329				
220 x 35	195,58	PKVM220 -	61,50	BPKVM220-BW	
PZN	12548312				
180 x 35	174,67	PKVM180 -	61,50	BPKVM180-BW	
PZN	-				
140 x 35	153,74	PKVM140 -	61,50	BPKVM140-BW	

## PhysiForm



- Für die ganz persönliche und geräuscharme Positionierung des Patienten

**Biokompatibilität**  
ISO 10993-1:2018

		mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.0033				
PZN	12548298				
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
70 x 50	97,17	PKPF70 -	30,76	BPKPF70-BW	
PZN	12548447				
60 x 40	87,34	PKPF60 -	30,76	BPKPF60-BW	
PZN	12548424				
40 x 40	76,26	PKPF40 -	30,76	BPKPF40-BW	

## PhysiForm Kopfkissen



- Als Kopfkissen mit stärkerer Füllung für die Kopflagerung gegen Überdehnung des Nackens

**Biokompatibilität**  
ISO 10993-1:2018

		mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.0033				
PZN	12548306				
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.	
70 x 50	97,17	PKPF70K -	30,76	BPKPF70-BW	

## Handkissen



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

- Wohltuend, sanft und stabil kann das Handkissen vielfältig eingesetzt werden
- Gegen Bakterien mit einem Silberfaden ausgestattet

	mit <b>Inko-</b> und <b>Hygienebezug</b>		Hygiene-Ersatzbezug	
PZN	12548358			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
14 x 11	29,52	PKHK	19,68	BPKHK

## Fersenschuh



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

- Mit Mikroperlenfüllung zur Druckentlastung im Fersenbereich

	mit <b>Inko</b> bezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.0030	
PZN	18714993	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
25 x 24 x 14 cm	83,13	PKFS



Mit Sandwich-System

## Keil



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

- Geeignet für Mikrolagerung und als Rutschbremse

	mit <b>Inko-</b> und <b>Baumwollbezug</b>		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.1026			
PZN	12548418			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
25 x 20 x 10-1	66,43	PKKL -	30,76	BPKKL-BW

Für die gewünschte Farbe des Baumwollbezuges jeweils das entsprechende Kürzel an die Bestell-Nr. anfügen:  
 -GR (grün) -GE (gelb) -LI (lila) -WE (weiß) – siehe S.57

Weitere Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe [www.kubivent.com](http://www.kubivent.com) – Änderungen vorbehalten 02/2024

## Halbrolle



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

- Eine tausendfach bewährte Hilfe in vielfältigen Situationen

	mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.1024			
PZN	12548364			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
25 x 12 x 7,5	66,43	PKHR -	30,76	BPKHR-BW

## Keilkissen XS



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

- Zur zeitlich begrenzten Unterstützung von Bewegungsaktivitäten

	mit Inko- und Baumwollbezug		Baumwoll-Ersatzbezug	
Hilfsmittel-Nr.	11.11.05.1025			
PZN	12548341			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
50 x 11 x 6	66,43	PKXSK -	30,76	BPKXSK-BW

## Baumwoll-Bezüge



- Alle Positionierungskissen sind mit einem geschlossenen, vollvernähten Inko-Bezug (lila), ohne Reißverschluss ausgestattet.
- Für jede Positionierungshilfe (*außer Handkissen*) gibt es einen zusätzlichen Baumwollbezug in unterschiedlichen Farben mit verdecktem Reißverschluss. Ein Bezug in Ihrer Wunschfarbe ist im Standardlieferumfang enthalten.

Für die gewünschte Farbe des Baumwollbezuges jeweils das entsprechende Kürzel an die Bestell-Nr. des jeweiligen Artikels anfügen.

-GR (grün) -GE (gelb) -LI (lila) -WE (weiß)