



## KUBIVENT PurpleTrans

Für häusliche Pflege und Einrichtungen



### Einsatz

- Erleichterung des Pflegepersonals durch rücken- und kräfteschonende Anwendung
- Für alle gängigen Transferarten im Pflegebereich geeignet
- Eigenmobilität kann unterstützt und gefördert werden

### Besonders geeignet

- Für pflegende Angehörige und professionelle Pflegekräfte
- Für Patienten
  - mit Ressourcen in der Beweglichkeit
  - mit Einschränkungen in der Beweglichkeit
  - mit Immobilität

### Komponenten

- Materialien, die die Gleitfähigkeit erhöhen, um Reibungswiderstände zu minimieren
- Materialien, die Rutsicherheit vermitteln, wo sie benötigt wird



Weitere Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe [www.kubivent.com](http://www.kubivent.com) – Änderungen vorbehalten 02/2024

## VarioSlide Glove



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Die Gleithandschuhe mit sehr geringem Reibungswiderstand dienen dazu, die Hände leichter zwischen Matratze oder Sitzkissen und den Patienten schieben zu können. Sie helfen dabei, eine Faltenbildung bei Laken und Kleidung zu verhindern.

### Anwendung

- Glättung eventuell verrutschter Kleidung, Laken oder Sitzkissenbezüge
- Überprüfung und eventuelle Korrektur der Positionierung
- Mobilisierung von Kopf, Oberkörper, Gesäß, Beinen und Fersen
- Hilfsmittel zur Unterstützung der Sitzpositionierung

### Vorteile

- Perfekt abgestimmte Handschuh-Größe für unterschiedliche Anwendungsbereiche
- Einfach faltbar, abwischbar und transportierbar
- Hohe Gleitfähigkeit
- Ein Muss für jede Kitteltasche

Handschuhe mit Gleitfunktion		
PZN-Nr.	16659497	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
45x20	44,28	THVSG4520

## VarioSlide



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Dünnere zweilagiger Endlosschlauch aus äußerst gleitfähigem Material. Der Reibungswiderstand wird unter Belastung stark reduziert, so dass eine Mobilisierung bei minimalem Kraftaufwand gewährleistet ist. Darf nicht unter dem Pflegebedürftigen verbleiben! Für Schmerzpatienten geeignet.

### Anwendung

- Mobilisierung im Bett
- Die Faltenbildung der Oberbekleidung wird bei der Positionierung vermieden
- Transfer
- Kopfwärtiger Transfer und seitliche Positionierung im Bett

### Vorteile

- NUR zwei Versionen für alle Körpergrößen
- Hohe Gleitfähigkeit
- Vermindert den Kraftaufwand
- 100x80cm empfohlen bei Personen mit Körpergröße bis 165 cm
- 140x80cm empfohlen für Größen über 165 cm

VarioSlide Endlosschlauch		
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2072	
PZN-Nr.	16659474	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
100x80	87,34	THVS10080
PZN-Nr.	16659480	
140x80	87,34	THVS14080

## AntiSlide



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Anti-Rutschmatte mit hohem Reibungswiderstand und flexiblem, abwaschbarem Material.

### Anwendung

- Standsichere Positionierung der Füße im Bett
- Verhindert ein Wegrutschen beim Abstützen
- Hält die Füße in der gewünschten Position

### Vorteile

- Für alle Schuhgrößen bis Gr. 48
- Flexibel einrollbar oder faltbar
- Schnell abwischbar, kompakt und passt in die Kitteltasche

AntiSlide Anti-Rutschmatte		
PZN-Nr.	16659505	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
48x31	55,36	THAS4831

## Move



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Das Move besteht aus einem Unter- und Oberlaken. 4-Richtungslösung, d.h. der Patient kann in jede Richtung (*links, rechts, kopf- und fußwärts*) mobilisiert werden. Der minimale Reibungswiderstand zwischen beiden Laken ermöglicht eine mühelose Mobilisation mit geringem Kraftaufwand. Im Bereich des gesamten Körpers wird das Entstehen von Scherkräften minimiert.

### Anwendung

- Drehen zur Positionierung auf der Seite
- Mobilisierung und Transfer von liegenden Personen in alle 4 Richtungen
- Durch Fixierungsmöglichkeiten des Systems verrutscht die Person nicht aus ihrer Position

### Vorteile

- Der minimale Reibungswiderstand beider Laken ermöglicht eine kräfte- und rüchenschonende Arbeitsweise auch bei schwergewichtigen Personen
- Angenehme Stoffqualität aus Baumwollmischgewebe, die zugleich die komplette Liegefläche bildet und in zwei Wahlfarben erhältlich ist. Standardmäßig in lila, alternativ in weiß

Move Bett-System			
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.7003		
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	PZN-Nr.
200x90	216,50	THMO20090-*	16659540
200x100	216,50	THMO200100-*	16659534

### Als Zubehör erhältlich:

Matratzen-Spannbettuch			
Größe in cm	€	Bestell-Nr.	für Matratzengröße
300x190	123,01	THMOSBT20090-*	200 x 90
300x200	123,01	THMOSBT200100-*	200 x 100

zusätzliches Transferlaken		
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
200 x 160	102,10	THMOTL200160-*

\* Sie haben die Möglichkeit, die Farbe des Baumwollstoffes zu wählen. Hängen Sie dazu bitte \*-LI (lila) oder \*-WE (weiß) an das Bestellkürzel an.

## HoldUp



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Der individuell verstellbare Umschnall-Gürtel unterstützt die Mobilisation und sichert das Umsetzen oder Aufrichten aus dem Bett oder aus Sitzgelegenheiten. Die rundum angebrachten Handgriffe ermöglichen eine sichere Haltung.

### Anwendung

- Pflegekraft: Der Gürtel wird um die Hüfte geschnallt und bietet dem Patienten durch seine 6 Griffe eine bequeme Möglichkeit des Festhaltens, beispielsweise beim Aufrichten aus dem Bett oder Stuhl oder beim Umsetzen auf andere Sitzgelegenheiten
- Sicherung und Stützung der Person beim Gehen
- Förderung der eigenständigen Fortbewegung
- **Empfehlung:** Einsatz in Kombination mit dem **KUBIVENT PurpleTrans 'StandUp'**

### Vorteile

- Individuell verstellbar durch Klettverschluss und Umschnallgurt
- Die rutschfeste Innenseite des Gürtels vermindert ein Verrutschen
- Kompakt in der Handhabung und einfach faltbar

HoldUp Gürtel		
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2070	
PZN-Nr.	17530570	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
120 x 13	152,53	THHU12013



## StandUp



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Stabile Aufrichte mit Haftstreifen für den Rückenbereich. Unterstützt die Pflegekraft beim Aufrichten und Umsetzen von Personen vom/ins Bett, im Rollstuhl und in anderen Sitzgelegenheiten. Ermöglicht durch seine flexible Form den Positionswechsel der Beine im Bett zur Bettkante und umgekehrt.

### Anwendung

- Unterstützung bei der Mobilisierung
- Umsetzen vom und ins Bett
- Mobilisierung in den Stand durch Oberkörperaufrichtung bzw. Beckenaufrichtung

### Vorteile

- Anti-Rutsch-Ausstattung im Auflagebereich, ein Verrutschen wird so vermieden
- Herausnehmbare Kunststoffplatte, um den **StandUp**-Bezug problemlos in der Waschmaschine zu reinigen
- Einsatz ohne Platte bei schmerzempfindlichen Patienten

StandUp Aufrichthilfe		
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2069	
PZN-Nr.	16659468	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
75 x 20	170,98	THSU7520

## Disk



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Erleichtert den Transfer von Personen auf und von Stühle(n) sowie das Ein- und Aussteigen ins Auto. Dabei werden die Reibungswiderstände unter dem Gesäß beim Drehen minimiert.

### Anwendung

- Unterstützung der Drehbewegung im Sitzen
- Erleichterung von Positionswechseln – Unterstützung der Eigenmobilität
- Unterstützung beim Transfer im Bett zur Bettkante und umgekehrt
- Beim Ein-/Aussteigen ins/aus dem Auto
- Fahrzeugführer müssen das Kissen vor Fahrantritt aus dem Sitz entfernen!

### Vorteile

- Weich gepolstert und hochflexibel
- Vollflächige Anti-Rutsch-Unterseite verhindert ein Verrutschen
- Sehr leicht, für den mobilen Transport bestens geeignet

Disk Drehkissen		
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.0024	
PZN-Nr.	16659511	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
Ø 39	121,78	THDI39

## StopAndGo



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

**StopAndGo** ist eine Stuhlaufgabe und Transfermatte, die eine Bewegung nur in eine Richtung ermöglicht. Zum einen wird der Transfer nach dem Umsetzen in die Sitzgelegenheit in die korrekte Sitzposition erleichtert, zum anderen können falsche Sitzhaltungen wieder korrigiert werden

### Anwendung

- Transfer in die korrekte Sitzposition nach dem Umsetzen
- Korrektur der Sitzhaltung
- Pfeilrichtung zeigt immer zur Stuhl- bzw. Rückenlehne!

### Vorteile

- Kraftschonende und einfache Mobilisierung
- Reduziert die Reibungs- und Scherkräfte beim Positionieren im Sitzen
- Vermindert das Rutschen nach vorne – durch automatische Bremsfunktion der Transfermatte

StopAndGo Positionierungsmatte		
Hilfsmittel-Nr.	22.29.01.2071	
PZN-Nr.	16659439	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
40x37	142,69	THSG4037
PZN-Nr.	16659451	
45x37	142,69	THSG4537