



## Seitengitterpolster



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

- Beugt der Verletzungsgefahr bei Patienten mit unruhigem Schlaf vor
- Erhältlich als doppel- oder einwandiges Polster
- **Material:** PU-Schaumstoff
- **Bezug:** Kunstlederbezug, dadurch hygienische Reinigung möglich

### Seitengitterpolster mit **Kunstlederbezug**

Ausführung	Doppelwandiges Polster
Größe in cm	Bestell-Nr.
170 x 65 x 1	SGP-B1
190 x 76 x 1	SGP-B2
	Einwandiges Polster
190 x 40 x 4	SGP-102