



## KUBIVENT Sturzmatten

Für häusliche Pflege und Einrichtungen

Zwei  
Systeme

Made  
in  
Germany

### Wirkung

- Sturzmatten können zwar eine Sturzgefahr nicht verhindern, jedoch die Wahrscheinlichkeit, dass sich der zu Pflegende dabei verletzt, reduzieren
- Der Aufprall wird in seiner Stärke abgedämpft
- Je nach Matten-Ausführung wird ein Weiterrollen des Patienten verhindert

### Besonders geeignet für Patienten

- die unruhig und sturzgefährdet sind
- die an Demenz leiden
- mit Gang- und Gleichgewichtsstörungen
- mit Osteoporose
- mit Vorerkrankungen wie Brüchen des Bewegungsapparates (z.B. Oberschenkel, Hüfte)

### Komponenten

- Zwei Systeme:
  1. Füllung mit kleinen EPS-Perlen
  2. Matte aus PU-Schaum (RG 35)
- Wasserabweisender Bezug (bei **SafeGuard**) wahlweise in rot oder lila
- Rundum-Inkontinenz-Schutzbezug mit Reißverschluss und **AntiSlip**-Ausstattung (bei *Sturzmatten Standard, Keilform, Faltbar*)

## SafeGuard



### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

- **Größe:** 160 x 120 | **Höhe:** 20 cm
- Kleine EPS-Perlen sorgen für ein sanftes Einsinken in die 20 cm hohe Matte und federn den Fall optimal ab
- Das Perlen-System passt sich dem Körper an und verhindert so ein eventuelles Weiterrollen des Patienten
- Die EPS-Perlen sind in ein feinstes Netz eingearbeitet, das sich als Ganzes entnehmen lässt
- Mit Klettverschluss versehene Bezug ist wasserabweisend und bei 40°C waschbar
- Längsseitig eingearbeiteter Tragegriff erleichtert den problemlosen Transport.

Größe in cm	€	inkl. wasserabweisendem Bezug Bestell-Nr.
160 x 120 x 20	244,79	STUMA-SG (rot)
160 x 120 x 20	244,79	STUMA-SGLI (lila)

## Sturzmatten



### Standard

- **Größe:** 190 x 90 | **Höhe:** 5 cm
- Der Inkontinenzschutz-Bezug ummantelt die gesamte Matte
- Durch Reißverschluss leicht abzunehmen und zu reinigen
- Unterseite mit vollflächiger PU-**AntiSlip**-Ausstattung verhindert ein Verrutschen auf dem Boden und hält die Sturzmatte an Ort und Stelle



### Keilform

- **Größe:** 190 x 90 | **Höhe:** 25-5 cm
- Die Keilform federt den Sturz aus dem Bett früher ab und verringert die Verletzungsgefahr
- Je nach Anforderung kann der Keil sowohl zum Bett als auch vom Bett weg positioniert werden
- Unterseite mit vollflächiger PU-**AntiSlip**-Ausstattung verhindert ein Verrutschen auf dem Boden und hält die Sturzmatte an Ort und Stelle.



### Faltbar

- **Größe:** 185 x 60 | **Höhe:** 5 cm
- In 3 Segmente unterteilt
- Dadurch faltbar auf 61 x 60 x 15 cm
- Unterseite mit vollflächiger PU-**AntiSlip**-Ausstattung verhindert ein Verrutschen auf dem Boden und hält die Sturzmatte an Ort und Stelle.

### Biokompatibilität

ISO 10993-1:2018

Ausführung	Größe in cm	inkl. Inkontinenzbezug lila mit eingearbeitetem <b>AntiSlip</b> Bestell-Nr.
Standard	190 x 90 x 5	STUMA-ILI
Keilform	190 x 90 x 25-5	STUMAK-ILI
Faltbar	185 x 60 x 5	STUMA3T-ILI