



KUBIVENT Viscola

Viscoelastische Matratze

Mit und ohne
Klimabohrungen

3-Zonen-
Einteilung



Wirkung

- Viscoschaum reagiert auf Körperwärme und -gewicht
- Die Matratze passt sich deshalb so intensiv wie eine zweite Haut jeder Körperform an
- Eine derart optimale Verteilung des Körpergewichts auf die gesamte Matratze war bis zu ihrer Erfindung nicht zu erzielen
- Optimales Nachgeben und Stützen an den richtigen Stellen schaffen beste Bedingungen für erholsamen Schlaf

Besonders empfohlen bei

- starken Rückenschmerzen
- Bandscheibenproblemen
- Kopfschmerzen durch Verspannungen
- Nackenschmerzen
- Hüftschmerzen
- Schlafstörungen bei Seitenschlaf
- Allergien

Komponenten

- Spezielle Klimabohrungen in den Ausführungen Mittel und Hart, die körpergerecht in 3 Zonen aufgeteilt sind
- **Ausführung Hart:** 2 Schichten (4 und 2 cm) viscoelastischer Schaumstoff unterschiedlicher Härtegrade auf 9 cm hohem PU-Schaum-Unterbau
- **Ausführung Mittel:** 6 cm hoher viscoelastischer Schaumstoff auf 9 cm hohem PU-Schaum-Unterbau
- **Ausführung Weich:** 6 cm hoher viscoelastischer Schaumstoff auf 9 cm hohem Kaltschaum-Unterbau

Viscola Hart



Bezug Balance Bezug Wave

mit Anti-Allergie-Bezug 'Balance'
ab einer Breite von 120 cm mit Anti-Allergie-Bezug 'Wave'

Ausführung		hart
		3-schichtig
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
190 x 90 x 15	766,35	ATM152-HB
200 x 90 x 15	806,94	ATM153-HB
200 x 100 x 15	896,74	ATM154-HB
200 x 120 x 15	1.073,88	ATM155-HW
200 x 140 x 15	1.251,01	ATM156-HW
200 x 160 x 15	1.437,98	ATM157-HW
200 x 180 x 15	1.613,89	ATM158-HW
200 x 200 x 15	1.789,80	ATM159-HW
		Empfohlen 90 – 130 kg

Matratzen-Aufbau

Höhe 15 cm	3 Schichten	Mit Klimabohrungen
---------------	----------------	-----------------------

Viscola Mittel



Bezug Balance Bezug Wave

mit Anti-Allergie-Bezug 'Balance'
ab einer Breite von 120 cm mit Anti-Allergie-Bezug 'Wave'

Ausführung		mittel
		2-schichtig
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
190 x 90 x 15	766,35	ATM152-MB
200 x 90 x 15	806,94	ATM153-MB
200 x 100 x 15	896,74	ATM154-MB
200 x 120 x 15	1.073,88	ATM155-MW
200 x 140 x 15	1.251,01	ATM156-MW
200 x 160 x 15	1.437,98	ATM157-MW
200 x 180 x 15	1.613,89	ATM158-MW
200 x 200 x 15	1.789,80	ATM159-MW
		Empfohlen 60 – 90 kg

Matratzen-Aufbau

Höhe 15 cm	2 Schichten	Mit Klimabohrungen
---------------	----------------	-----------------------

Viscola Weich



Bezug Balance Bezug Wave

mit Anti-Allergie-Bezug 'Balance'
ab einer Breite von 120 cm mit Anti-Allergie-Bezug 'Wave'

Ausführung		weich
		2-schichtig, ohne Klimabohrungen
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
190 x 90 x 15	766,35	ATM152-WB
200 x 90 x 15	806,94	ATM153-WB
200 x 100 x 15	896,74	ATM154-WB
200 x 120 x 15	1.073,88	ATM155-WW
200 x 140 x 15	1.251,01	ATM156-WW
200 x 160 x 15	1.437,98	ATM157-WW
200 x 180 x 15	1.613,89	ATM158-WW
200 x 200 x 15	1.789,80	ATM159-WW
		Empfohlen bis 60 kg

Matratzen-Aufbau

Höhe 15 cm	2 Schichten	Ohne Klimabohrungen
---------------	----------------	------------------------

Alle Matratzen auch in Sondergrößen und Sonderausführungen lieferbar.

Weitere Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe www.kubivent.com – Änderungen vorbehalten 02/2024