



Das Pflege-Leicht-Programm

# KUBIVENT PurplePos und PurpleTrans

*Positionierung und  
Transfer auf  
leichteste Art*


## KUBIVENT PurplePos

Zwei Systeme – eine herausragende Wirkung!

Mit Mikroperlen-  
System




*Individuell  
modellierbar*



*Weich und  
trotzdem stabil*



Mit Sandwich-  
System



### KUBIVENT VariMed

Das Positionierungskissen:  
Hunderttausende feinsten Perlen schaffen  
eine bislang ungekannte individuelle  
Anpassung an den Körper – bei absoluter  
Formstabilität.

In den Größen: 140 x 35 cm, 180 x 35 cm, 220 x 35 cm,  
250 x 35 cm  
HMV-Nr.: 11.11.05.2006



**Mikroperlen-System für  
individuellste Anpassung**



### KUBIVENT PhysiForm

Das rechteckige Positionierungskissen:  
In drei Größen für die ganz persönliche und  
geräuscharme Positionierung des Patienten.

In den Größen: 40 x 40 cm, 60 x 40 cm, 70 x 50 cm  
HMV-Nr.: 11.11.05.0033



**Mit individuell  
modellierbaren  
Mikroperlen**



### KUBIVENT Keilkissen XS

So fällt's auch weniger kräftigen Pflegenden  
ganz leicht! Das Keilkissen für die sehr  
effektive Unterstützung bei kurzen Bewe-  
gungsabläufen oder beim Aufrichten des  
Oberkörpers.

Größe: 50 x 11 x 6 cm  
HMV-Nr.: 11.11.05.1025



**Für kleine Bewegungen  
beim Aufrichten**

### KUBIVENT Handkissen

Wohltuend sanft und stabil kann das  
Handkissen vielfältig eingesetzt werden.

Größe: 14 x 11 cm



**Gegen Bakterien mit einem  
Silberfaden ausgestattet**

### KUBIVENT Fersenschuh

Entlastet den Druck im Fersenbereich  
und unterstützt wirksam die Dekubitus-  
Prophylaxe und -Therapie.

Größe: 25 x 24 x 14 cm  
HMV-Nr.: 11.11.05.0030



**Zur Druckentlastung  
im Fersenbereich**

### KUBIVENT Keil

So flexibel kann eine Positionierungshilfe  
sein! Überzeugend in Form und Wirkung.  
Auch für die Mikrolagerung.

Größe: 25 x 20 x 10-1 cm  
HMV-Nr.: 11.11.05.1026



**Sandwich heißt: innen  
stabil und außen weich**



### KUBIVENT Halbrolle

Eine tausendfach bewährte Hilfe  
in vielfältigen Situationen.

Größe: 25 x 12 x 7,5 cm  
HMV-Nr.: 11.11.05.1024



**Das weiche, stabile  
System für die perfekte  
Unterstützung**

### KUBIVENT Inko-Bezüge


Sämtliche Positionierungskissen sind mit  
einem hermetisch dichten Bezug aus-  
gestattet und nach einfachem Abwischen  
sofort wieder einsetzbar.



**Hygiene für die Wahrung  
der Intimsphäre**

# KUBIVENT PurpleTrans

## Die einfache Art des Transfers!



### KUBIVENT Move

Das Geheimnis: Zwei Laken in einem, die kaum aneinander reiben!  
Kraft- und rückschonende Positionierung von schwerstpflegebedürftigen Menschen nach rechts, links und kopf- wie auch fußwärts.

In den Größen: 200 x 90 cm, 200 x 100 cm  
HMF-Nr.: 22.29.01.7003

Für die Positionierung liegender Personen in alle Richtungen

### KUBIVENT VarioSlide

Das praktische Gleittuch macht es einfach jedem leicht!  
Bewegung mit unglaublich geringem Kraftaufwand – bei jeder Körpergröße.

In den Größen: 100 x 80 cm, 140 x 80 cm  
HMF-Nr.: 22.29.01.2072

Für die Positionierung im Bett

### KUBIVENT AntiSlide

Die einrollbare Anti-Rutschmatte verbindet Flexibilität mit höchster Sicherheit.

Größe: 48 x 31 cm

Garant für Sicherheit und Stabilität

### KUBIVENT Disk

Die beste Lösung ist immer einfach.  
Die weich gepolsterte Drehscheibe bietet minimalen Reibungswiderstand und hohen Komfort beim Positionswechsel.

Größe: Ø 39 cm  
HMF-Nr.: 22.29.01.0024

Für den Transfer im Bett, auf Stühlen und im Auto

### KUBIVENT StandUp

Damit's auch Angehörigen leichter fällt:  
Die flexible Form ermöglicht durch ihre Antirutschbeschichtung die richtige Bewegung, um einen Transfer leicht vorzubereiten. Mit Anti-Rutsch-Ausstattung im Rückenbereich.

Größe: 75 x 20 cm  
HMF-Nr.: 22.29.01.2069

Für das Aufrichten und Umsetzen

### KUBIVENT HoldUp

So leicht kann Umsetzen sein!  
Ein individuell verstellbarer Umschnall-Gürtel mit Haltegriffen für einen sicheren Transfer.

Größe: 120 x 13 cm  
Hüftumfang max. 130 cm  
HMF-Nr.: 22.29.01.2070

Für einen sicheren Transfer

### KUBIVENT VarioSlide Glove

Minimale Reibung – maximaler Effekt.  
Dieser Gleithandschuh „fährt“ kaum merkbar zwischen Patient und Matratze bzw. Kissen.

Größe: 45 x 20 cm

Für die Mobilisierung im Sitzen und Liegen

### KUBIVENT StopAndGo

Die Anti-Rutschmatte, die Eigenbewegung erlaubt, Reibung und Scherkräfte bei der Bewegung nach hinten minimiert und eine aufrechte Sitzposition unterstützt.

In den Größen: 40 x 37 cm, 45 x 37 cm  
HMF-Nr.: 22.29.01.2071

Für das Einnehmen der korrekten Sitzposition



Änderungen vorbehalten • Stand 07/2024 • AGB siehe [www.kubivent.com](http://www.kubivent.com)

Positionierungs- und Transferhilfen von KUBIVENT, dem Spezialisten für Dekubitus-Prophylaxe und -Therapie, geben die individuell passende Antwort auf unterschiedliche Bedarfssituationen.

Dabei spielt auch eine wirksame Prophylaxe gegen pflegerische Risiken wie das Sturz-, Kontraktur-, Pneumonie-, Thrombose- und das Dekubitus-Risiko eine wesentliche Rolle.

Je nach Befindlichkeit bzw. Krankheitsbild ist das entsprechende System die optimale Lösung für den, der im Mittelpunkt steht.

Das KUBIVENT PurplePos und PurpleTrans Programm hat nur eines im Blick: Das Beste für den Patienten zu leisten.

**KUBIVENT**  
sitzen • liegen • positionieren

Kubivent Sitz- und Liegepolster GmbH  
Robert-Bosch-Straße 8 • 73660 Urbach  
Tel.: 071 81 / 47 50 6-0 • [info@kubivent.com](mailto:info@kubivent.com)  
[www.kubivent.com](http://www.kubivent.com)

