



KUBIVENT DuoSan
KUBIVENT DuoSan Light

Visco-/Kaltschaummatratze
Kalt-/PU-Schaummatratze

Prophylaxe +
Therapie

Braden
allgemein – hoch

Verstärkte Randzone
Oberschicht

Made
in
Germany

Wirkung

- Die Anpassungsfähigkeit der viscoelastischen Schicht eignet sich besonders wenn eine spezielle Lagerung erforderlich ist
- Hervorstehende Partien wie Schultern, Hüften oder Fersen können tiefer einsinken, dadurch gleichmäßige Druckverteilung
- Kaltschaum reagiert schnell und gibt dort nach, wo höheres Gewicht und höherer Druck einwirkt
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt die **DuoSan** die Therapie bis zum Dekubitus-Stadium III

Besonders geeignet für Patienten

- bei denen sich aufgrund der Vorerkrankungen eine Dekubitus-Prohylaxe bzw. -Therapie durch eine spezielle Weichlagerung empfiehlt
- als Nachbehandlung zu einem bereits abgeheilten Dekubitus
- bei denen eine besonders gute Anpassung an die Körperform und eine gute Druckverteilung erforderlich ist

Komponenten

DuoSan

- 3 cm hohe Viscoschaum-Auflage als Liegefläche
- 12 cm hohe Trägerschicht aus Kaltschaum, verstärkte Randzone

DuoSan Light

- 2 cm hohe Kaltschaum-Auflage als Liegefläche
- 12 cm hohe Trägerschicht aus PU-Schaum mit Randzone

DuoSan



Inko-Bezug geschlossen, purple

mit Inko-Bezug, purple geschlossen

Hilfsmittel-Nr.	11.29.05.0055	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
190 x 90 x 15	524,02	DSM152
190 x 100 x 15	581,84	DSM1517
200 x 90 x 15	548,89	DSM153
200 x 100 x 15	594,33	DSM154
200 x 120 x 15	735,60	DSM155
200 x 140 x 15	858,61	DSM156

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse				Biokompatibilität
Höhe 15 cm	2 Schichten	0 - 160 kg	Empfohlen 0 - 140 kg	Bei 80 kg =23%	Bei 120 kg =17%	Bei 160 kg =16%	rF =63,75%	ISO 10993-1:2018

DuoSan Light



Inko-Bezug geschlossen, purple

mit Inko-Bezug, purple geschlossen

Hilfsmittel-Nr.	11.29.05.0060	
Größe in cm	€	Bestell-Nr.
190 x 90 x 14	462,52	DSML142
190 x 100 x 14	520,33	DSML1417
200 x 90 x 14	487,38	DSML143
200 x 100 x 14	532,82	DSML144
200 x 120 x 14	675,32	DSML145
200 x 140 x 14	787,26	DSML146

Matratzen-Aufbau		Einsatzbereich		Biokompatibilität
Höhe 14 cm	2 Schichten	0 - 140 kg	Empfohlen 0 - 120 kg	ISO 10993-1:2018

Alle Matratzen auch in Sondergrößen und Sonderausführungen lieferbar.

Weitere Produktinformationen und Gebrauchsanleitungen finden Sie auf unserer Website.

Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer – AGB siehe www.kubivent.com – Änderungen vorbehalten 09/2024