



KUBIVENT Contura

KUBIVENT ConturaLight

Konturformtes viscoelastisches Kissen

Konturformtes Kaltschaumkissen mit unterteilter Sitzfläche

Therapie +
Prophylaxe

Braden
allgemein - hoch

Mit Sitzbeinhöcker-
Entlastungszone

Made
in
Germany

Wirkung

- Viscoelastischer Schaumstoff reagiert auf Wärme und Körpergewicht
- Passt sich ideal der Körperform an
- Hervorstehende Partien können tiefer einsinken
- Gleichmäßige Druckentlastung
- Stabilisierung der Sitzhaltung
- Bei entsprechenden pflegerischen Maßnahmen unterstützt das Kissen die Therapie bis zum Dekubitus-Stadium der Stufe III

Besonders geeignet für Patienten

- bei denen die Sitzhaltung stabilisiert werden muss
- bei denen die Sitzbeinhöcker entlastet werden müssen
- mit teilweiser oder vollständiger Lähmung einer Körperhälfte
- mit gestörter Wahrnehmung der unteren Gliedmaßen
- mit beeinträchtigtem Allgemeinzustand

Komponenten

Contura

- 8 cm Formschaum als Sitzfläche
- 4 cm hoch in die Haube integrierte Schaumstoffplatte unten
- In Schaumstoffplatte - im Bereich der Sitzbeinhöcker - spezielle Visco-Schaumschicht eingearbeitet

ConturaLight

- 8 cm Kaltschaum mit unterteilter Sitzfläche

Contura




Inko-Bezug,
schwarz

		mit Inko-Bezug geschlossen mit Reißverschluss		Ersatz-Inko-Bezug	
Hilfsmittel-Nr.		11.39.01.1042			
Größe in cm (B x T x H)		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
	38 x 40 x 8	149,00	CON38408-I	45,51	BCONI38408
	40 x 42 x 8	149,00	CON40428-I	45,51	BCONI40428
	42 x 42 x 8	149,00	CON42428-I	45,51	BCONI42428
	42 x 45 x 8	149,00	CON42458-I	45,51	BCONI42458
	42 x 48 x 8	149,00	CON42488-I	45,51	BCONI42488
NEU	42 x 50 x 8	149,00	CON42508-I	45,51	BCONI42508
	45 x 42 x 8	149,00	CON45428-I	45,51	BCONI45428
	45 x 45 x 8	149,00	CON45458-I	45,51	BCONI45458
NEU	46 x 48 x 8	149,00	CON46488-I	45,51	BCONI46488
NEU	46 x 51 x 8	149,00	CON46518-I	45,51	BCONI46518
NEU	48 x 42 x 8	149,00	CON48428-I	45,51	BCONI48428
	48 x 45 x 8	149,00	CON48458-I	45,51	BCONI48458
	50 x 45 x 8	149,00	CON50458-I	45,51	BCONI50458
NEU	50 x 50 x 8	149,00	CON50508-I	45,51	BCONI50508
NEU	51 x 43 x 8	149,00	CON51438-I	45,51	BCONI51438
NEU	56 x 46 x 8	149,00	CON56468-I	45,51	BCONI56468

Kissen-Aufbau		Einsatzbereich		Testergebnisse	Biokompatibilität
Höhe 8 cm	2 Schichten	0-120 kg	Empfohlen 0-100 kg	Inko-Bezug: Druckentlastung bei 80 kg = 24%	ISO 10993-1:2018

ConturaLight



Inko-Bezug,
schwarz

		mit Inko-Bezug geschlossen mit Reißverschluss		Ersatz-Inko-Bezug	
Hilfsmittel-Nr.		11.39.01.2021			
Größe in cm (B x T x H)		€	Bestell-Nr.	€	Bestell-Nr.
	38 x 40 x 8	145,53	CONL38408-I	45,51	BCONI38408
	40 x 42 x 8	145,53	CONL40428-I	45,51	BCONI40428
	42 x 42 x 8	145,53	CONL42428-I	45,51	BCONI42428
	42 x 45 x 8	145,53	CONL42458-I	45,51	BCONI42458
	42 x 48 x 8	145,53	CONL42488-I	45,51	BCONI42488
NEU	42 x 50 x 8	145,53	CONL42508-I	45,51	BCONI42508
	45 x 42 x 8	145,53	CONL45428-I	45,51	BCONI45428
	45 x 45 x 8	145,53	CONL45458-I	45,51	BCONI45458
NEU	46 x 48 x 8	145,53	CONL46488-I	45,51	BCONI46488
NEU	46 x 51 x 8	145,53	CONL46518-I	45,51	BCONI46518
NEU	48 x 42 x 8	145,53	CONL48428-I	45,51	BCONI48428
	48 x 45 x 8	145,53	CONL48458-I	45,51	BCONI48458
	50 x 45 x 8	145,53	CONL50458-I	45,51	BCONI50458
NEU	50 x 50 x 8	145,53	CONL50508-I	45,51	BCONI50508
NEU	51 x 43 x 8	145,53	CONL51438-I	45,51	BCONI51438
NEU	56 x 46 x 8	145,53	CONL56468-I	45,51	BCONI56468

Kissen-Aufbau		Einsatzbereich		Biokompatibilität
Höhe 8 cm		0-120 kg	Empfohlen 0-90 kg	ISO 10993-1:2018